



Радиокнопка вызова

MP-412W1

Этикетка
(01/19)

Назначение

Радиокнопка вызова MP-412W1 предназначена для работы в составе различных систем вызова персонала (больничные системы, системы вызова персонала для инвалидов и др.) и служит для подачи вызова по радиоканалу на радиоприемники MP-821W1, MP-821W2 и радиоконтроллер (со встроенной коридорной лампой).

Технические характеристики

На лицевой панели радиокнопки имеется светодиод, который обеспечивает индикацию посылки вызова и разряда батареи.

Радиокнопка вызова MP-412W1 имеет программируемую пользователем кодовую посылку (модуляция ООК) и рассчитана на работу с приемниками и ретрансляторами, которые поддерживают работу с таким типом кодирования (см. руководство на приемник).

В радиокнопке установлена тестовая батарея питания, которую после монтажа необходимо заменить на новую.

Количество каналов	1
Радиочастота, МГц	433,92
Формат передачи	OTR
Выходная мощность сигнала, мВт	10
Длительность работы элемента питания, мес. (в среднем)	≈4
Дальность действия, м	до 20
Напряжение батареи, В	12 (1 элемент 23А 12V)
Диапазон номеров системы	от 1 до 32
Диапазон номеров палаты (помещения)	от 1 до 32
Диапазон номеров кнопки	от 1 до 32
Габариты, мм	80x108x34
Рабочая температура, °С при влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении	от +5 до +45
Срок службы, не менее	5 лет

Комплектность

MP-412W1 с элементом питания, шт.	1
Комплект шурупов и дюбелей, шт.	1
Документация, шт.	1
Упаковка, шт.	1

Установка радиокнопки и программирование кодовой посылки



Радиокнопка вызова устанавливается с использованием накладного монтажа. Для подключения радиокнопки закрепите на стене держатель с помощью 2-х саморезов и дюбелей через намеченные в нем 2 отверстия. Затем отсоедините верхнюю крышку радиокнопки, открутив 4 самореза.

Далее необходимо запрограммировать кодовую посылку.

Порядок программирования кодовой посылки

Установить элемент питания на внутренней стороне верхней крышки в батарейный отсек (снизу платы) в соответствии с указанной полярностью.

Далее необходимо запрограммировать кодовую посылку, которую будет передавать радиокнопка. В случае если радиокнопки будут иметь один запрограммированный номер, вызовы от них будут восприниматься как вызов от одной кнопки, поэтому если необходимо установить несколько

радиокнопок в одном помещении, им можно присвоить один номер. В случае если они должны восприниматься как отдельные радиокнопки, им следует присвоить разные номера. Это может понадобиться, например в том случае, если данные кнопки монтируются на разных этажах, но друг над другом, и есть вероятность получения сигнала от кнопки, расположенной на другом этаже. Номер кнопки состоит из 3-х частей: номера системы, номера палаты (помещения) и собственно номера радиокнопки. Эти части программируются последовательно в указанной ниже очередности. Для перевода радиокнопки в режим программирования, необходимо выполнить следующие действия: нажать тактовую кнопку Кп на плате, находящейся на верхней крышке корпуса (см. рис.), и удерживая ее нажатой, нажать мембранную клавишу на лицевой поверхности. Затем отпустить тактовую кнопку Кп и вслед за этим отпустить мембранную клавишу. Светодиод на лицевой панели мигнет и прозвучит звуковой сигнал. В течение 5 секунд необходимо ввести номер системы (от 1 до 32), определяемый числом нажатий мембранной клавиши с интервалом ~ 0,5 секунды. После ввода номера системы выждать 5 секунд, светодиод загорится на 1 секунду. Теперь можно вводить аналогичным образом номер палаты (помещения) (от 1 до 32) и номер радиокнопки. Радиокнопкам присваиваются номера от 1 до 5. После ввода номера радиокнопки через 5 секунд светодиод загорится на 2 секунды и погаснет. Изделие вышло из режима программирования и готово к эксплуатации. Если в режиме программирования пропустить процедуру записи какого-либо номера, то в энергонезависимой памяти изделия останется предыдущий номер.

Прикрутить через 4 отверстия верхнюю крышку радиокнопки к нижней 4 саморезами.

При выборе места установки желательно учитывать наличие капитальных стен с металлическим армированием между радиокнопкой вызова МР-412W1 и приемником, которое препятствует прохождению радиосигнала. Чем меньше препятствий между приемником и передатчиком и чем ниже уровень помех, тем выше устойчивость и дальность передачи радиосигнала.

Не рекомендуется устанавливать радиокнопку вызова на металлическую поверхность или рядом с массивными металлическими предметами, а также в непосредственной близости к электроустановкам и элементам электропроводки. В этом случае дальность действия может существенно сократиться.

Для работы системы вызова персонала в целом может потребоваться программирование приемника. С этой процедурой можно ознакомиться в инструкции на приемник.

После описанных процедур радиокнопка вызова готова к эксплуатации.

Порядок работы

Для подачи вызова необходимо нажать мембранную клавишу на лицевой панели. При этом замигает красный светодиод и зазвучит звуковой сигнал. Это означает, что передается посылка вызова. После приема вызова приемник или радиоконтроллер включает индикацию на лампах, табло отображения и звуковой сигнал (см. общее руководство на систему).

Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°C до +45°C и относительной влажности до 80%.

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдерживать изделия 3 часа при комнатной температуре. Его установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

Транспортировка

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом в отапливаемом отсеке.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 5 лет со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине Изготовителя.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя, необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, которую покупатель должен подтвердить платежными документами.

Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт:

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.25А, строение 1, офис №22Ц, телефон: (495) 120-48-88, e-mail: info@telsi.ru, www.telsi.ru, ООО «СКБ ТЕЛСИ».

Изделие «**МР-412W1**» имеет Декларацию о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.ПБ98.В.00251.

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

Тел/факс.(495)120-48-88 , info@telsi.ru, www.telsi.ru